

Walker Transportpose – Pakningsinstruktioner

Walker transportposen består af en hovedtransportpose og en mindre opbevarings-/bæreposse. Transportposen passer til alle Walker-modeller.

Transportposen passer til alle Trionic Walker-modeller.



1 Åbn hovedposen

Åbn lynlåsen på opbevaringsposen og pak hovedtransportposen ud.



2 Spred hovedposen.

Åbn hele længden af hovedposens lynlås og fold posens flapper ud på gulvet.

">



3 Placer rollatoren på tasken.

Placer Walkeren på centersektionen af hovedtransportposen. Hovedposen har en integreret polstret beskyttelsesflap med en Velcro-strop. Træk den polstrede beskyttelsesflap opad og placér den mellem forhjulsforgafflerne for at beskytte lakken.



4 Sikr den foldede ramme med den integrerede Velcro-strop.



5 Fold centerflappen over Walkeren.



6 Løft sideflapperne og luk hovedlynlåsen.



7 Dette billede viser Walkeren, som er korrekt pakket.

Pakkevejledning

Scan QR-koden med din smartphone eller enhed for at se videoinstruktioner.